



醫立達

全家寶 **清***清寶* **血糖/總膽固醇/尿酸 監測系統** 使用說明書

衛部醫器製字第006490號

使用前, 請務必詳閱本使用說明書並遵照指示使用。

一. 產品敘述

全家寶 清清寶血糖/總膽固醇/尿酸監測系統為可攜帶式、操 作簡易之血糖、總膽固醇與尿酸檢測設備,能立即測量您的 血糖值、總膽固醇值或尿酸值並顯示於螢幕上,幫助您有效 監測血糖值、總膽固醇值或尿酸值。本產品提供自我監測血 糖、總膽固醇、以及尿酸的功能。

全家寶 清清寶血糖/總膽固醇/尿酸監測系統係利用生物感測 技術 (Biosensor Technology)快速地檢測指尖血中血糖、尿 酸或總膽固醇濃度,並採用可拋棄乾式化學電極試紙。血糖 試紙乃利用試紙反應區中含有葡萄糖氧化酶Glucose Oxidase (GOD)與血液中之β-D-葡萄糖氧化還原反應而產生 電子,電子藉由電子媒介物傳遞至電極表面而產生電流,此 電流可被測試儀偵測,測得的電流大小與血糖的量成正比, 因此可測得血糖濃度。同理,總膽固醇試紙具有膽固醇氧化 酵素(Cholesterol Oxidase)與血液中之總膽固醇氧化產生還 原反應,再由測試儀測得血中線酸氧化產生還原反應,再由 測試儀測得血中尿酸濃度。

血糖測試僅需 0.8 微升 (μl)血量·6 秒測試儀自動顯示結果; 總膽固醇測試僅需 10 微升 (μl)血量·50 秒測試儀自動顯示結 果;尿酸測試僅需 0.8 微升 (μl)血量·6 秒測試儀自動顯示結 果,讓使用者可以更簡易、快速達到自我檢測的目的。

二. 功能特點

- 整合系統設計 使用手機App連結本測試儀,利用手機大屏 幕的特點,充分顯示量測資料與相關訊息。
- 支援血糖/總膽固醇/尿酸多功能檢測 僅需更換對應的檢測 試紙,即可檢測血糖/總膽固醇/尿酸數值。
- 插入試紙後自動調碼校正 避免因忘記調整校正碼,而導致 測量數據失準。

三.效能

本產品僅供體外檢驗使用,需搭配安裝全家寶行動應用程式 (APP)的智慧型手機使用。本產品以新鮮的指尖微血管全血來 測量而定量出血糖、總膽固醇及尿酸含量。本產品僅供單人自 我測試使用,但不適用於新生兒的測試。

四. 內容物

- ■清清寶 血糖/總膽固醇/尿酸 測試儀
- 收納盒 收納片
- ■充電線 ■攜帶包
- 使用說明書 保證卡
- 採血筆 (衛部醫器製壹字第 005473號)





五. 警告及注意事項

- 請勿依據本測試儀量測結果調整醫療計畫或飲食。請依您醫師 處方資訊服藥,只有醫師擁有診斷和治療相關疾病的資格。
- 不要用潮溼或髒汙的手碰觸試紙,以免試紙受潮或污染,使量 測結果不準確。
- 3. 採血針不可重複使用,別人使用過的採血針,絕對不可再使用。
- 不可和別人共用同一支採血筆,採血筆如沾有血漬污染,請用 酒精棉球予以清潔。
- 試紙與品管液應於保存期限內使用,且勿存放於高溫高溼或陽 光直射的地方。
- 6. 丟棄試紙或採血針時,必須遵守感染控制條例的規定。
- 7. 全家寶 清清寶血糖/總膽固醇/尿酸監測系統適用於體外診斷, 不適用於新生兒的檢測,18歲以上才能自我操作,使用前請仔 細參閱本使用說明書。
- 8. 試紙應在保存期限內使用;當您打開新的試紙瓶,取出試紙後, 務必馬上將瓶蓋蓋回,以免試紙受潮,並必須將開瓶日期寫在瓶 子上。打開後試紙瓶裡的血糖試紙必須在二個月內使用,打開後 的總膽固醇或尿酸試紙必須在二個月內使用。
- 血液量不夠(試紙反應區透明視窗沒有完全填滿)而造成量測誤差時,需使用新的試紙重新測試。
- 10.在採血過程中,建議調整採血筆前套以選擇使用深度「4」, 避免因血量不足而需過度擠壓手指才能採集足夠血量,因此造 成量測結果誤差。
- 11. 血糖量測時,血液樣本之血球容積比(Hct)大於60%,會使量 測值偏低;小於20%,會使量測值偏高。膽固醇及尿酸量測時, 血球容積比(Hct)大於55%,會使量測值偏低;小於30%,會 使量測值偏高。

五.警告及注意事項

- 12.當您打開新的品管液時,須將日期寫在瓶身標籤上;打開後的 品管液須在一個月內使用。
- 13.在接受氧化治療、有嚴重脫水、嚴重低血壓、昏迷或高血糖、 高滲透狀態(有或無酮酸中毒)時,所量測的結果可能會有誤差。
 14.相關保養與清潔事項,請參閱第九章「其它」中之測試儀保養
- 14. 怕關休食與清涤事頃,請參脫第儿早,共匕」 中之測訊 俄休食 與清潔。
- 15.使用全家寶APP時,建議關掉其他APP以免造成影響。
- 16.過於強大的電磁場會干擾測試儀的運作,請勿在電磁輻射強烈 的場所內或是會散發強烈電磁輻射的家電(如微波爐、電磁爐...) 附近操作測試儀,以免產生錯誤的測量結果。為了避免靜電干 擾測試儀運作,請勿在非常乾燥的環境中,操作測試儀。
- 17.本測試儀符合 ISO 15197 Annex A 要求的電磁抗擾性標準, 所選擇的靜電放電耐受性測試之基準為基本標準 IEC 61000-4-2。本測試儀同時符合 EN 61326 所要求的電磁輻射 標準,因此電磁輻射極低。本測試儀使用時,受其他電子驅動 測試儀的干擾不在預期中。
- 18.經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或 使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及 功能(根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定:第十二條)。
- 19.低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機測試儀之干擾(根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定:第十四條)。
- 20. 僅供體外診斷使用。

CCAF18LP1840T0



六. 使用步驟 6-1 測量前準備 6-1-1 App使用的準備

(1)首次使用本測試儀前· 建議將測試儀進行充電3小時以上·再 開始使用。

下載App)(2)免費下載安裝全家寶 App(請掃描禮盒或說明書封底上之 QR code)。

(3)在您的 iOS/Android 手 機上,進入「設定」頁面,將手機藍 牙功能開啟。(部分Android手機需同 時開啟定位功能,方可使用藍牙功能)

(4)首次使用時·有兩種建 立新用戶的方式:

■ 使用手機號碼註冊

■使用Facebook 帳號註冊



Facebook 帳號註冊 2) 填入註冊所需相關 | 3) 輸入「帳號」和「密 | 在登入頁面點擊「使 資訊·點擊「完成」 碼」後·點擊「登 用Facebook帳號登 即完成註冊。 入 □ 即可登入。 入」即回經由「 Facebook帳號」註冊 登入。 註冊 登入 登入 8 邮除·9-19位由基立或動空 8 帳號: 手機號碼/帳號/身分證字號 8. 邮號·王琳號碼/邮號/自公證空號 ▲ 密碼: 6-15位英文數字組合 合 密碼: 6-15位英文數字組合 ▲ 密碼: 6-15位英文數字組合 ത 国 請輸入您的姓名或服務 登入 □ 請輸入你的手機破碼 忘記:《碼 100 T7 500 100 400. ◎ 請輸入驗證碼 我同意《全変寶用戶協議》 ✔ 使用Facebook帳號登入 ✔ 使用Facebook帳號登入

個人資料修改	6-1-2 採血筆與採血針的準備
 1) 啟動手機App進入主 頁面・點擊右上方 「重更多功能選單」 >「個人設定」。 2) 進入個人資料頁面・ 即可進行個人資料 修改,如下圖。 	 (1) 逆時針旋轉取下 (2) 將採血針插入固 (3) 旋轉取下採血針 (4) 蓋上採血筆査
く 個人資料 儲存	並旋緊,調整採
照片:	血筆前套 · 以選
帳號: ABC123	達古週的採皿深 度。
姓名: 王騰宏	(5) 一手握住採加筆 6
性別: 男女	前套,另一手將
生日: 1980年01月01日 •	筆桿往後拉開至
身分證字號: A123456789	天端・同時可聽 列上陸殿、内問
身高: 175cm *	10 N 唱 中 回 扳機按鈕突出。
體重: 60kg ▼	(6) 握住筆桿的手鬆 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
血型: A型 •	開後・筆桿會自
Rh陽性 ▼	動移回定位。



當搜尋不到測試儀, 手機將顯示 「未搜尋到設備」 頁面,於畫面上 a) 點擊「重新搜尋」 可再次搜尋測試儀; b) 點擊「返回主頁」 則結束搜尋並返回 主頁。	(5) 選擇「量測情境」. 再點擊「開始」進 行血糖量測。	(6) 當畫面顯示 「請插入新的試紙」 時,取出血糖試紙, 將試紙插入測試儀 之試紙插槽。
血糖量測	血糖量測	< 血糖量測
大搜尋到設備 床搜尋到設備 (2回33月編9至:)通查和2011書《新書写》	77 日 X	78% 田子 × 重測情境: 晩餐前
重新授専 返回主頁		量測數值分析中 受測者為: 🚫 王騰宏
	11	



(9)倒數6秒後,即會 在手機螢幕上顯示 血糖值並同時加以 紀錄。	若於量測結果頁上點 擊 a)「小」即可返回主頁; b)「查看健康日誌,即 可入健康日誌頁面; c)「血糖」、「總膽固 醇」、「尿酸」任一 選項即可進行該項 目量測。	註: 正常人 血糖值 範圍如下: 量测情境 血糖標準值 餐前血糖 低於100 (空腹八小時) mg/dL
< 血糖量測	く 血糖量剤 ᆛ	青的血糖 mg/dL
受測者為: 💽 王膆宏 	✓ 受測者為: ● 王縢宏 ● 王縢宏 ● 2018/10/15 17:00	睡前血糖 低於110 mg/dL
型別供用: 砂模前 血 時: 95 mg/dL 項后面標準準最影響: 70-100mg/dL 直看王属宏健原日誌	期期情况: 改要前 血 融: 95 mg/dL 委前血障標準模範書: 70-100mg/dL 道君王編完健原日話	經常諮詢您的醫生非 常重要,醫生會告訴 您應該注意的血糖風險 管理。
如欲運新量測,請選擇下方量測項目 血腰 總腹固醇 尿酸	如欲重新量利 · 講選擇下方量利項目 血糖 總強固醇 尿酸	

6-2-2 總膽固醇量測



(5) 點擊「 <mark>開始</mark> 」開 始量測總膽固醇。	(6)當畫面顯示 「請插入新的試紙」 時,取出總膽固醇 試紙,將試紙插入 測試儀之試紙插槽。	(7) 當畫面顯示 「請進行血液採集」 時,即可採血。 註: 採血前需用酒精棉 片擦拭指尖,須等 指尖完全乾後,使 用採血筆輕刺指尖 而取得血液樣本。
< 總膽固醇量測	< 總膽固醇量測	< 總膽固醇量測
78% 🎹 🗙	78% 🎹 🗙	78% 🎹 🗙
		A CONTRACTOR
	法注入 新 40 2 44	詰 振 λ 新的試研
	時間へ利口2時間	
	育建 <u>行</u> 皿液採集	請進行皿液採集
受测	量測數值分析中	量測數值分析中
(開始)	受測者為: 🕎 王騰宏	受測者為: 😰 王騰宏
	15	



6-2-3 尿酸量測



(5) 點擊「開始」開始 量測尿酸。	(6) 當畫面顯示 「請插入新的試紙」 時·取出尿酸試 紙·將試紙插入測 試儀之試紙插槽。	(7) 當畫面顯示 「請進行血液採集」時,即可採血。 註:採血前需用酒精棉 片擦拭指尖,須等 指尖完全乾後,使 用採血筆輕刺指尖 而取得血液樣本。
〈 尿酸量測	く 尿酸量測	< 尿酸量测
78% 🎟 🗙	78% 🎹 🗡	78% 🎟 🗙
		THE REAL
	調攝入新的試紙	請插入新的試紙
	量測數值分析中	量測數值分析中
一開始	受測者為: 🕎 王騰宏	受測者為: 💽 王騰宏
	18	



6-3 量測結束

- (1)量測完畢後·若不繼續量測·3分鐘後測試儀將自動進入待 機狀態。
- (2) 採血筆與採血針拆解與收納。
 - a. 逆時針旋轉取下採血筆前套。
 - b. 將採血針取出。
 - c. 將採血筆插入收納片並放回至收納盒內。

(3)使用過的採血針及試紙應視為醫療廢棄物,須依循當地政府 規範,妥善丟棄。



6-4 數據手動輸入、查詢與編輯



6-4-2 如何查詢與編輯測量記錄

血糖/總膽固醇/尿酸測試儀的測量結果可儲存於手機記憶體·App可 查詢血糖、總膽固醇、尿酸之歷史量測結果。





6-5 品管液之檢測

葡萄糖/總膽固醇/尿酸品管液為固定濃度之葡萄糖/總膽固 醇/尿酸溶液,係用來測試全家寶 清清寶血糖/總膽固醇/尿 酸測試儀和試紙是否操作正常(讀值位於預期範圍內,則表 示測試儀和試紙操作正常),通常適用於以下幾種狀況:

(1) 第一次使用測試儀。

(2) 使用新一盒的試紙時。

(3) 懷疑血糖、總膽固醇或尿酸量測結果不正確。

(4) 測試儀摔落或是碰撞。

(5) 試紙未按「試紙使用說明書」妥善保存。

(6) 定期監測測試儀和試紙是否操作正常。

測試時,請使用全家寶葡萄糖品管液、全家寶總膽固醇品管 液或全家寶尿酸品管液。若使用其他廠牌的品管液做測試, 則會出現不正確的結果。

6-5-1 葡萄糖品管液之測試



6-5-2 惡膽回	臀 而官	
 (1) 在總膽固醇量測 頁面持續按壓 「開始」5秒·如 下圖。 	(2) 點擊「品管液測試」 即可進行總膽固醇 品管液測試,如下 圖。	(3) 與測量總膽固醇步 驟相同,直到當畫 面顯示「 請進行採 血」時,握住品管 液瓶身,先擠掉一 滴品管液後,再觸試 紙冊和入□,試紙
< 總膽固醇品管液測試	< 總膽固醇品管液測試	會自動吸入品管液
		到反應區,直到充 満後,馬上移開品 管液瓶口,蓋上瓶 蓋旋緊。
開始	(日管液測試)	(4) 測試儀會自動倒數 計時,並顯示品管 液量測數據。(品管 液量測數據不會被 儲存)。

6-5-3 尿酸品管液之測試



6-5-4 解析品管液測試結果

品管液量測數據若落在品管液瓶身所標示範圍值內,則代表測 試儀和試紙是正常;若超出品管液瓶身所標示範圍值,則代表 測試儀或試紙已有問題,必須按下述步驟進行檢查:

- 試紙或品管液是否已經超過或接近保存期限?
- 試紙或品管液的蓋子是否曾經沒有蓋好?
- ■居住環境是否濕度高·家中物品容易有發霉的狀況出現?

■操作步驟是否正確? 當重新執行品管液測試後,結果仍超出標示範圍值,請與 客服聯繫。

七. 產品規格及性能

7-1 產品規格

產品型號	C21
產品類型	無線藍牙血糖/總膽固醇/尿酸測試儀
尺寸	66mm(L) x 40mm(W) x 12mm(H)
重量	32克
	1. 鋰電池(500mAh)
電源	2. 變壓器(5V 1.2A DC, Micro USB) 型號:EDAC POWER ELECTRONICS EM1005AVUS (可選購)
測試儀保存環境	溫度: -10℃~60℃ 濕度: ≤95%
測試儀操作環境	溫度:14℃~40℃ 濕度:20%~85%

7-1 產品規格

量測種類	血糖	總膽固醇	尿酸	
使用試紙 (顏色)	 試紙 血糖試紙 (線色) (藍色) 利時: SC21 利時: SC21 		尿酸試紙 (橘色) 型號: SU21	
量測範圍	20~600 mg/dL	100~400 mg/dL	3~20 mg/dL	
測試時間	6秒	50 秒	6秒	
需血量	L⊒ ≥0.8 μl ≥10 μl		≥0.8 μl	
血球容積比 (Hct)	20% ~ 60% 30% ~ 55%		30% ~ 55%	
手機記憶筆數	可儲存最近 可儲存最近 50 次(預設) 50 次(預設) 量測資料 量測資料		可儲存最近 50 次(預設) 量測資料	
檢體	微血管全血 (指尖)			
技術原理	電化學式生物感測			

注意:請使用符合規定之變壓器與充電線進行充電。 本產品使用內建式鋰電池, 消費者不可自行拆換。 發 廢電池請回收

7-2 產品性能

7-2-1 血糖試紙

■ a.準確性結果 (Accuracy):

< 100 mg/dL	N=228 範圍	: 23.4 ~ 96.7
Within ± 5 mg/dL	Within ± 10 mg/dL	Within ± 15 mg/dL
146 / 228 (64.0%)	193 / 228 (84.6%)	228 / 228 (100%)
≥100 mg/d	L N=372 範圍:1	11.5 ~ 426.75
Within ± 5%	Within ± 10%	Within ± 15%
338 / 372 (90.9%)	366 / 372 (98.4%)	372 / 372 (100%)

葡萄糖濃度在 23.4 mg/dL 到 426.75 mg/dL 時的準確性結果

Within ±15mg/dL or ±15%

600/600 (100.0%)

■ b.精密度 (Precision) (n=300 per level):

濃度範圍(mg/dL)	30 ~ 50	51~110	111~ 150	151~ 250	251~ 400
平均值(mg/dL)	40.16	81.80	127.10	209.86	331.16
標準差(mg/dL)	1.39	1.92	1.94	2.56	6.29
變異係數(%)	-	-	1.53	1.22	1.90

7-2-1 血糖試紙

■ c.中間精密度 (Intermediate Precision) (n=300 per level):

濃度範圍(mg/dL)	30~50	96~144	280~420
平均值(mg/dL)	42.09	122.09	343.39
標準差(mg/dL)	1.40	1.98	4.33
_ 變異係數(%)	-	1.62	1.26

■ d.血球容積比Hct (%) 血糖濃度範圍1:30~50 mg/dL 血糖濃度範圍2:96~144 mg/dL 血糖濃度範圍3:280~420 mg/dL 與42%時的血球容積比數值為參考值進行標準差分析。

Hct (%)	18	30	50	62
濃度範圍1	2.7 mg/dL	0.9 mg/dL	-1.0 mg/dL	-3.0 mg/dL
濃度範圍2	7.95%	4.30%	-3.42%	-6.18%
濃度範圍3	7.39%	3.61%	-3.92%	-7.87%

7-2-2 總膽固醇試紙

■ a.準確性結果 (Accuracy):

樣品數:10	0 測試數:	600 範圍	: 117 ~ 396
Within ± 5%	Within ± 10%	Within ± 15%	Within ± 20 %
337/600 (56.2%)	504/600(84.0%)	575/600 (95.8%)	600/600 (100%)

總膽固醇濃度在117 mg/dL到396 mg/dL時的準確性結果

Within ±20%

600/600 (100.0%)

■ b.精密度 (Precision) (n=300 per level):

_ 濃度範圍(mg/dL)	100 ~ 120	180 ~ 200	260 ~ 300	340 ~ 380
平均值(mg/dL)	111.00	193.56	281.98	356.23
標準差(mg/dL)	3.05	3.60	7.58	7.36
變異係數(%)	2.75	1.86	2.69	2.07

■ c.中間精密度 (Intermediate Precision) (n=300 per level):

_ 濃度範圍(mg/dL)	136 ~ 204	240 ~ 360
平均值(mg/dL)	174.61	308.37
標準差(mg/dL)	3.75	6.78
_ 變異係數(%)	2.15	2.20

■ d.血球容積比Hct (%) 總膽固醇濃度範圍1:136~204 mg/dL 總膽固醇濃度範圍2:240~360 mg/dL 與42%時的血球容積比數值為參考值進行標準差分析。

Hct (%)	28	35	50	57
濃度範圍1	10.81%	3.81%	-5.37%	-16.31%
濃度範圍2	11.89%	3.93%	-3.52%	-13.91%

7-2-3 尿酸試紙

■ a.準確性結果 (Accuracy):

· 樣品數:1	.00 測試數:	600 範圍: 3	3.3 ~ 19.2
Within ± 5%	Within ± 10%	Within ± 15%	Within ± 20 %
384/600 (64.0%)	496/600(82.7%)	565/600 (94.2%)	600/600 (100%)

尿酸濃度在 3.3 mg/dL 到 19.2 mg/dL 時的準確性結果

Within ±20%

600/600 (100.0%)

b.精密度 (Precision) (n=300 per level):

濃度範圍(mg/dL)	3 ~ 6	6~9	9~13	13~16	16~ 20
平均值(mg/dL)	4.74	7.50	10.55	14.91	17.80
標準差(mg/dL)	0.11	0.14	0.18	0.20	0.30
變異係數(%)	2.32	1.87	1.71	1.34	1.69

7-2-3 尿酸試紙

■ c.中間精密度 (Intermediate Precision) (n=300 per level):

濃度範圍(mg/dL)	4 ~ 6	8 ~ 12
平均值(mg/dL)	4.74	10.60
標準差(mg/dL)	0.11	0.25
變異係數(%)	2.32	2.36

■ d.血球容積比Hct (%) 尿酸濃度範圍1:3~6 mg/dL 尿酸濃度範圍2:8.5~13.5 mg/dL 與42%時的血球容積比數值為參考值進行標準差分析。

Hct (%)	28	35	50	57
濃度範圍1	13.77%	9.61%	-4.33%	-11.47%
濃度範圍2	13.00%	10.47%	-8.16%	-13.17%

八. 訊息提示及處理方式

8-1 雙色LED指示燈位置如下, 顏色分別為藍色及綠色:



■當測試儀與手機藍牙連線時,藍燈恆亮。

- 當測試儀正在充電,若測試儀未與手機藍牙連線,則緣燈每3.5 秒閃爍一次(亮0.5秒,暗3秒);若測試儀與手機藍牙連線,則藍 燈恆亮。充滿電時,緣燈恆亮。
- ■「數值分析中」、綠燈每1.5秒閃爍一次(亮0.5秒、暗1秒)、直到 量測結果出來後、綠燈熄滅。

8-2 操作問題提示

當手機App顯示下列各種操作問題提示時,請依各項說明處理。

App上出現之文字及處理方式	發生之情境/原因
未搜尋到設備(若錯誤持續發生‧請查看 說明書或聯絡客服)	1).設備閒置3分鐘及以上
無法連線到設備(若錯誤持續發生·請查	2).設備與手機距離超過建接範
看說明書或聯絡客服)	圍
已與設備斷開連線(若錯誤持續發生·請 查看說明書或聯絡客服)	3).手機藍牙關閉
插入錯誤試紙,請移除並更換正確試紙,	選擇的量測項目與插入的試
或重新點選欲量測之項目	紙類型不符
充電時無法進行量測 · 請移除充電器後再 進行量測	設備正在進行充電
請重新量測、原因如下:血糖量測數值超 出設備量測範圍(高於600 mg/dL)、若有 身體不適,請諮詢醫生並注意酮體值變化	血糖量測數值超出設備量測 範圍(高於600 mg/dL)
請重新量測·原因如下:血糖量測數值超	血糖量測數值超出設備量測
出設備量測範圍(低於20 mg/dL)	範圍(低於20 mg/dL)
請重新量測·原因如下:總膽固醇量測數	總膽固醇量測數值超出設備
值超出設備量測範圍(高於400 mg/dL)	量測範圍(高於400 mg/dL)
請重新量測·原因如下:總膽固醇量測數	總膽固醇量測數值超出設備
值超出設備量測範圍(低於 100 mg/dL)	量測範圍(低於100 mg/dL)
請重新量測 · 原因如下: 尿酸量 測數值超	尿酸 量測數值超出設備量測
出設備量測範圍(高於 20 mg/dL)	範圍(高於 20 mg/dL)

8-2 操作問題提示

App上出現之文字及處理方式	發生之情境/原因
請重新量測・原因如下: 尿酸 量測數值	尿酸 量測數值超出設備量測
超出設備量測範圍(<mark>低於 3 mg/dL)</mark>	範圍(低於 3 mg/dL)
請更換正確/全新試紙後再進行量測·原因如下: -非原廠的試紙 -使用過的試紙 - 使用過的試紙 - 受潮的試紙 - 試紙插槽異常	原因如下: - 非原廠的試紙 - 使開過的試紙 - 受潮的試紙 - 試紙插槽異常
量測過程中試紙被移除,請重新插入全 新試紙再進行量測	量測過程中·用戶移除試紙
請不要在低於14℃或高於40℃的環境溫	量測過程中 · 環境溫度超出
度下進行量測	範圍(14-40℃)
請充電後再進行量測·原因如下:	設備電量過低·無法完成量
- 設備電量過低·無法完成量測	測
前次量測連線中斷時未移除試紙,請更	前次量測連線中斷時未移除
換全新試紙再進行量測,以免使用到受	試紙,需更換全新試紙再進
潮試紙,導致量測數值錯誤	行量測
請重新量測 · 原因如下: - 設備發生異常 · 請重新進行量測	設備發生異常

8-3 技術問題提示

當手機App顯示下列各種技術問題提示時,請依各項說明處理。

訊息提示	發生情境/原因
發生錯誤: E1 設備異常,請聯絡客服	設備內的記憶參數 出現問題
發生錯誤: E2 設備異常,請聯絡客服	設備連續發生異常

8-4 重置孔之使用

當測試儀當機時或以上操作/技術問題經過重新嘗試後仍無法有效 解決時,建議以針狀物刺入重置孔(位置如下圖),進行測試儀重 置,此時LED指示燈之綠燈先熄滅1秒後再回復重置前之燈號狀態 。若依然無法正常操作,請聯絡客服,切勿自行拆解測試儀,測 試儀經自行拆解後將不負責保固。



九.其它

9-1 干擾物說明 9-1-1 血糖影響因素

干擾物	濃度	不產生干擾的測試濃度
乙醯氨酚	低濃度	3.3 mg/dL
Acetaminophen	高濃度	2.3 mg/dL
維生素C Ascorbic acid	低濃度	4.0 mg/dL
	低濃度	343.0 mg/dL
Cholesterol	高濃度	526.7 mg/dL
多巴胺 D	低濃度	2.3 mg/dL
Dopamine	高濃度	2.3 mg/dL
	低濃度	15.0 mg/dL
Glutathione	高濃度	80.0 mg/dL
可多普洛菲 Ketoprofen	低濃度	240.0 mg/dL
	低濃度	3.2 mg/dL
甲基多巴 Methyl-Dopa	低濃度	1.7 mg/dL
一 碘解磷定 PAM	低濃度	100.0 mg/dL
(pralidoxime Iodide)	高濃度	150.0 mg/dL
	低濃度	33.3 mg/dL
安拉喷脉 IOIdZdIIIIUe	高濃度	16.7 mg/dL
民歌Uricacid	低濃度	20.3 mg/dL
水酸 UTIC aciu	高濃度	13.7 mg/dL
木糖 Xylose	低濃度	50.0 mg/dL

血糖低濃度範圍: 50 mg/dL ~ 100 mg/dL 血糖高濃度範圍: 250 mg/dL ~ 350 mg/dL

9-1-2 總膽固醇影響因素

干擾物	濃度	不產生干擾的測試濃度	
乙酰氨酚 Acetaminonhen	低濃度	0.5 mg/dL	
	高濃度	0.5 mg/dL	
維生素C Ascorbic acid	低濃度	1 mg/dL	
	- 高濃度	<u>1 mg/dL</u>	
膽紅素 Bilirubin	111. 辰皮	<u> </u>	
	同辰皮	5 mg/aL	
二甲基亞碸 DMSO	低濃度	度 400 mg/dL	
夕田腔 Donomino	低濃度	1 mg/dL	
зык рорантте	高濃度	1 mg/dL	
	低濃度	150 mg/dL	
	高濃度	300 mg/dL	
意瞻融 Genticic acid	低濃度	2.6 mg/dL	
	高濃度	2.6 mg/dL	
- 翹 映 甘 肤 Glutathione	低濃度	3 mg/dL	
	高濃度	3 mg/dL	
*血紅素 (溶血)	低濃度	1 mg/dL	
<u>Hemoglobin (Hemolysis)</u>	高濃度	1 mg/dL	
土饰名田 L Dana	低濃度	0.5 mg/dL	
土施多亡 L-DOpa	高濃度	0.5 mg/dL	
田其名田 Mathyl Dopa	低濃度	1 mg/dL	
	高濃度	1 mg/dL	
碘解磷定 PAM	低濃度	60 mg/dL	
<u>(pralidoxime Iodide)</u>	高濃度	60 mg/dL	
妥拉磺脲 Tolazamide	低濃度	5mg/dL	
	高濃度	5mg/dL	
尿酸 Uric acid	低濃度	8.5 mg/dL	
	高濃度	8.5 mg/dL	

總膽固醇低濃度範圍: 136 mg/dL ~ 204 mg/dL 總膽固醇高濃度範圍: 220 mg/dL ~ 280 mg/dL * 此為溶血 (hemolysis) 結果,非指正常人紅血球內的血紅素含量。

9-1-3 尿酸影響因素

干擾物	濃度	不產生干擾的測試濃度		
乙酰氨酚 Acetaminonhen	低濃度	0.5 mg/dL		
	高濃度	0.5 mg/dL		
- 阿米洛利 Δmiloride	低濃度	50 mg/dL		
PJ///A/J Annionae	高濃度	50 mg/dL		
維生素C Ascorbic acid	低濃度	1.5 mg/dL		
	高濃度	1.5 mg/dL		
膽紅素 Bilirubin	低濃度	2 mg/dL		
	高濃度	8 mg/dL		
膽固醇 Cholesterol	低濃度	500 mg/dL		
二甲基亞碸 DMSO	低濃度	400 mg/dL		
冬巴胺 Donamine	低濃度	0.5 mg/dL		
	高濃度	0.5 mg/dL		
フ. ^一 胺四乙酸 FDTA	低濃度	150 mg/dL		
	高濃度	150 mg/dL		
龍膽酸 Gentisic acid	低濃度	0.3 mg/dL		
	高濃度	<u>1.3 mg/dL</u>		
穀胱甘肽 Glutathione	111歳度	1mg/dL		
	<u> </u>	1mg/dL		
左旋多巴 L-Dopa	15.震度			
	<u> </u>			
中基多巴 Methyl-Dopa	<u></u> 這濃度	0.4 mg/dL		
	(氏)曲 庄	<u> </u>		
, 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	也濃度	ь mg/aL		
(pralidoxime lodide)	高濃度	6 mg/dL		
采垃磋呢 Tolazamida	低濃度	0.5 mg/dL		
安证磺脲 IOIdZdIIIIUe	高濃度	0.5 mg/dL		

尿酸低濃度範圍: 3.5 mg/dL ~ 6.5 mg/dL 尿酸高濃度範圍: 8 mg/dL ~ 12 mg/dL 42

9-2 全家寶血糖試紙、全家寶總膽固醇試紙和 全家寶尿酸試紙 (另外選購)



9-3 採血筆/採血針



9-4 全家寶葡萄糖品管液、全家寶總膽固醇 品管液和全家寶尿酸品管液 (另外選購)

葡萄糖品管液、總膽固醇品管液或尿酸品管液係用來測試全家寶 清清寶血糖/總膽固醇/尿酸測試儀和試紙是否操作正常。

9-5 測試儀保養與清潔

測試儀之保養非常容易・確實依照下列指示即可確保測試儀之正 常使用:

- ■請避免造成測試儀撞擊與摔落,以免測試儀內之電子組件受損。
- 請勿將測試儀弄濕,更不可有任何水滴跑到測試儀之試紙插槽 或內部。
- 請勿使用有機溶劑(如去漬油)清潔測試儀;必要時,可以用酒 精棉片擦拭測試儀表面。
- ■請勿任意拆卸測試儀,經自行拆解後將不負責保固。

9-6 符號說明

符號	描述	符號	描述
Ĩ	使用本產品前,請仔細 閱讀使用說明書。	茶	避免日曬
\wedge	請注意·詳閱內附說明	8	禁止重複使用
	國家通訊傳播管理委員	40 300	溫度限制範圍
aa	會NCC規範。	Ť	保持乾燥
回收處理資訊,非一般 家庭廢棄物,本產品含 有電氣和電子組件,若 與一般廢物一起處理, 可能會損害環境。用戶 需根據當地適用的法律 或法規回收本產品。		製造廠	
	~~	製造日期	
	與		保存期限
	带 依 據 畠 地 過 用 的 法 律 或 法 規 回 收 本 產 品 。	LOT	製造批號
SN	序號	CONTROL	品管材料
IVD	體外診斷醫療器材	STERILE R	照射滅菌

藥商名稱:英華達股份有限公司 藥商地址:新北市五股區五工五路37號1樓 製造廠名稱:英華達股份有限公司委託 聿新生物科技股份有限公司 製造 製造廠地址:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號 E-mail:service@easydr.com.tw 容服專線:0800-310-168



安装需求 本產品支援低功耗藍牙數據傳輸 · 僅搭配以下手機和作

業系統使用:

Apple iOS系統

iPhone 5S (iOS 版本: iOS 9.3.2)

iPhone 6S (iOS 版本: iOS 9.3.2)

iPhone 7 (iOS 版本: iOS 10.0.1)

iPhone 8 (iOS 版本: iOS 11.0.1)

iPhone XR (iOS 版本: iOS 12.0)

Android 系統

ASUS Zenfone3 (Android 版本: Android 6.0.0) HTC One E8 (Android 版本: Android 6.0.0) Sony Xperia ZL (Android 版本: Android 5.0.0) Samsung Note9 (Android 版本: Android 8.0.1) Sugar Y12 (Android 版本: Android 8.0.1)